



Kuva-cd:n käyttöohje

1. Laita cd-levy asemaan, levyä aletaan lukemaan automaattisesti. Klikkaa avautuvaa ikkunaa.



2. Tietokoneesi kysyy mitä cd-levylle tehdään. Valitse run index.bat



3. Katselin käynnistyy, katsottavat kuvat saat valittua Choose Files nappulalla

 **Dicom katselin**

Tutkimuslista

OHJE: Valitse DICOMPACT_SukunimiEtunimi.zip samasta tiedostopolusta, josta avasit tämän sivun.

Valitse tiedosto DICOMPACT_SukunimiEtunimi.zip: No file chosen

Nimi	Hetu	Päivä	Tutkimus
------	------	-------	----------

3

4. Valitse DICOMPACK EtunimiSukunimi kansio

name	Date modified	type
Files Currently on the Disc (10)		
DICOM	08/09/2020 16:43	File folder
DICOMPACK_██████████	08/09/2020 16:43	File folder
DICOMPACK_██████████	08/09/2020 16:43	Compressed (zipp...
Autorun	08/09/2020 16:43	Setup Information
cdicon	08/09/2020 16:43	Icon
DICOMDIR	08/09/2020 16:43	File
eula	08/09/2020 16:43	Text Document

4

Kuvat ja lausunto latautuvat hetken, klikkaamalla voit valita haluatko nähdä kuvat vai lausunnon(mikäli kuvat ovat lausuttu silloin kun cd-levyä on poltettu)

Paiva	Tutkimus	Kuvia	Lue lausunto	Katso kuvat
07.09.2020	paa	349	<input type="radio"/> Lausunto	<input type="radio"/> Kuvat

5

Jos cd/dvd ei käynnisty automaattisesti kohdan 1 mukaisesti niin valitse tiedostojen hallinta, sieltä cd/dvd-asema ja käynnistä mediaViewer ohjelma jonka jälkeen jatketaan ohjeiden kohdan 3 mukaan

name	Date modified	type
Files Currently on the Disc (10)		
DICOM	09/09/2020 10:11	File folder
resources	09/09/2020 10:11	File folder
DICOMPACK_██████████	09/09/2020 10:11	Compressed (zipp...
Autorun	09/09/2020 10:11	Setup Information
cdicon	09/09/2020 10:11	Icon
DICOMDIR	09/09/2020 10:11	File
eula	09/09/2020 10:11	Text Document
index	09/09/2020 10:11	Windows Batch File
info	09/09/2020 10:11	Text Document
mediaViewer	09/09/2020 10:11	Chrome HTML Do...